お知らせ

NIS-Elements StatViewer における PHP 脆弱性対応について

掲載日 2026 年 10 月 28 日

株式会社ニコン ヘルスケア事業部

１．概要

「NIS-Elements」に同梱されている「NIS-Elements StatViewer」で使用されている PHP コンポーネントにセキュリティ上の脆弱性が確認されました。現時点で当社製品に対する悪影響は確認されておりませんが、該当製品をお使いのお客様は以下の対処をお願いいたします。

２．該当製品と対象バージョン

「NIS-Elements StatViewer」が含まれている「NIS-Elements」のバージョンは以下のとおりです。

製品名	バージョン
NIS-Elements Advanced Research	Ver.4.00～Ver.6.10.03
NIS-Elements Basic Research	Ver.4.00～Ver.6.10.03
NIS-Elements Documentation	Ver.4.00～Ver.6.10.03
NIS-Elements Confocal	Ver.4.00～Ver.6.10.03
NIS-Elements Enhanced Resolution	Ver.4.00～Ver.6.10.03

※ NIS-Elements Ver.6.20 以降には、「NIS-Elements StatViewer」は同梱されていません。

３．確認方法

「NIS-Elements StatViewer」のインストール有無は、以下の方法で確認できます。

1. Windows の［設定］→［アプリ］→［インストールされているアプリ］を開きます。
2. 一覧または検索欄で「NIS-Elements StatViewer *.*」を確認します。

４．対処内容

お使いのシステムに「NIS-Elements StatViewer」がインストールされている場合は、アンインストール（削除）してください。

「NIS-Elements StatViewer」をアンインストールしても、NIS-Elements 本体の機能および運用には影響ありません。

４．１ Windows の標準機能からアンインストールする

1) Windows の［設定］→［アプリ］→［インストールされているアプリ］を開きます。Windows のバージョンによっては［アプリと機能］、またはコントロール パネルの［プログラムと機能］を開きます。
2) 「NIS-Elements StatViewer *.*」を探します。
3) ［アンインストール］を選択し、画面の指示に従って操作してください。

４．２ 手動でアンインストールする

4.1 の方法でアンインストールできない場合は、以下の手順で手動削除できます。手動削除には管理者権限が必要です。

1) コマンドプロンプトを管理者として実行します。
2) 以下のコマンドを実行し、StatViewer のサービスを停止・削除します。

```
net.exe stop nis-e_stats
sc.exe delete nis-e_stats
```

3) コマンドプロンプトを閉じます。
4) StatViewer のインストールフォルダーを削除します。一般的な保存先は以下のとおりです。

・C:¥Program Files¥NIS-Elements StatViewer

・C:¥Program Files¥NIS-Elements D¥StatViewer

・C:¥Program Files¥NIS-Elements¥StatViewer

※ 上記と異なる場所にインストールされている場合は、該当するインストールフォルダーを確認してください。

５．影響を受ける脆弱性

「NIS-Elements StatViewer」で使用されている PHP コンポーネントに関連する脆弱性は、以下のとおりです。

脆弱性	CVE 番号	影響を受けるソフトウェア
PHP2Shell に関連する脆弱性	CVE-2026-109618 CVE-2026-109619	NIS-Elements StatViewer

本脆弱性は、特定の条件下で、認証を必要とせず外部から任意のコードを実行される可能性があるものです。悪用された場合、サーバーの制御や情報漏洩につながるおそれがあります。

６．お問い合わせ先

担当営業までお問い合わせください。

こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。